

配戴助听器会有任何后遗症吗？

我们会细心地调整您的助听器以确保它可以在帮助您听得更清楚的同时，不会损坏您的听觉。

若我无法负担助听器的价钱，我该怎么办？

需要经济援助的病人可向我们的医疗社工询问或寻求帮助。



PATIENTS. AT THE HEART OF ALL WE DO.

听觉治疗康复专科中心
耳鼻喉专科中心
大牌三号底层

门诊时间
星期一至星期五：早上9时至下午5时

若要预约，请联络
电话：(65) 6321 4377

新加坡中央医院
欧南路
新加坡邮区 169608
www.sgh.com.sg
Reg No: 198703907 Z

资料纠正于2019年9月

听觉治疗康复专科中心

助听器



助听器是什么？

助听器是一种可以处理并放大声量以帮助有听觉问题的病人的电子设备。



助听器怎么操作？

助听器的麦克风接收声音并把它转化为电能来处理。助听器的放大器会根据个人的听觉需求调整电信号的声量。放大后的电信号将被接收器转换为声音再传入耳朵。

使用助听器有什么好处？

- 助听器可以让使用者听得更清楚谈话内容份 让他们在沟通时更加顺畅。
- 先进的科技让助听器可以更好地减低噪音并同时接收谈话内容。由于它不能让听力恢复正常，因此您可能还是会在嘈杂的环境中听得不清楚。适当地使用沟通技巧，能帮助您听得更好。

助听器有多少种类？

助听器分为两种：耳背式和耳内式。它们有不同的尺寸，配戴方式和提供不同的扩音效果。听力学家会根据您的听力损失和需求介绍最适合您的助听器。

- 耳背式助听器挂在耳朵背后，通过定制的耳模将声音传送到您的耳中。它适合轻微至非常严重的听觉程度。
- 另一种小型耳背式助听器称为耳道接收式助听器。助听器通过一条电线连接到置放在耳内的播音器。它适合轻微至严重度的听觉程度。
- 耳内式助听器包括耳道式，耳甲腔式和深耳道式助听器。耳甲腔式助听器的体积较大，适合轻微至严重的听觉程度。耳道式和深耳道式助听器是属于较小的助听器。它们适合患有轻微至中等听觉程度的成人配戴。

(1) 耳背式助听器 (2) 耳道接收式助听器



(3) 耳甲腔式助听器 (4) 耳道式助听器 (5) 深耳道式助听器



所有助听器都一样吗？

助听器会因所使用的科技而有所不同，例如模拟助听器或电子助听器。

电子助听器的音质及自动反馈管理会比模拟助听器好，并能灵活地配合不同听觉需求做出调整，因此较受欢迎。

我该如何选择助听器？

我们的听力学家将根据您的听觉需求，听觉能力和美观需求帮助您选择适合您的助听器。

我的助听器可以耐多久？

请依据说明书的指示和听力学家的劝告使用及保养您的助听器。

若您的助听器保管得好，通常可以耐三至五年。